

Protectis® EasyDrops

Lactobacillus reuteri Protectis
Vitamine D₃

PROPRIETES

Protectis® EasyDrops est un supplément alimentaire.

La flore intestinale naturelle peut être modifiée en raison de circonstances diverses (grossesse, voyages, stress, consommation de médicaments - en particulier la consommation d'antibiotiques, ...). L'altération de la flore intestinale peut également avoir un effet néfaste sur la fonction intestinale.

Lactobacillus reuteri Protectis est une bactérie naturellement présente dans le corps humain, plus particulièrement dans le tube digestif. Le *Lactobacillus reuteri* Protectis fait partie de la flore intestinale naturelle.

Vitamine D₃ contribue au maintien du bon fonctionnement du système immunitaire.

MODE D'ADMINISTRATION

La dose est de 5 gouttes par jour.

Bien agiter avant l'utilisation.

Poussez doucement sur le tube. Ainsi, des gouttes se formeront lentement, ce qui facilitera le dosage.

Les gouttes peuvent être administrées à l'aide d'une cuillère et être mélangées à du lait, de l'eau ou tout autre aliment ou boisson froide.



Ne pas ajouter les gouttes à des boissons ou aliments chauds. La chaleur peut endommager, voire détruire les cultures vivantes de *Lactobacillus reuteri* Protectis.

Protectis® peut être utilisé en toute sécurité pendant la grossesse et l'allaitement.

L'addition des gouttes ne modifie pas le goût des aliments ou boissons.

Un complément alimentaire ne peut pas être utilisé comme substitut d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

PRESENTATION

Tube de 5 ml.

DUREE DE CONSERVATION

Mentionnée sur la boîte.

Uniquement disponible chez le pharmacien.

DISTRIBUTEUR

Eurogenerics
Division NeoCare
Esplanade Heysel b22
B - 1020 Bruxelles

LISTE D'INGREDIENTS

Lactobacillus reuteri DSM 17938 (*Lactobacillus reuteri* Protectis®) (10⁸ cellules vivantes par 5 gouttes) / Cholécalfiérol (Vitamine D₃) (10 µg par 5 gouttes = 400 UI) / Huile de tournesol / Agent de charge: Triglycérides à chaîne moyenne / Stabilisant: Dioxyde de silicium (E551).

Protectis® EasyDrops ne contient pas de lactose ni de gluten et peut dès lors être utilisé en cas d'intolérance au lactose et au gluten.

Protectis® EasyDrops peut être utilisé chez les patients diabétiques.

POIDS NET

5 ml

CONSERVATION

A conserver sec à une température ne dépassant pas 25°C. Eviter le contact avec l'eau. Ne pas congeler.

Après ouverture: 3 mois de conservation à une température ne dépassant pas 25°C.
Tenir hors de la portée des jeunes enfants.

Numéro de notification: NUT/AS 972/5